



# СТОЛИЧНА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

СОФИЯ 1233, ул. „Враня“ № 20, тел. 8130 400, факс 831 21 29

www.srzi.bg, e-mail director@srzi.bg

## Инструкция за взимане на фекална проба

Необходимото количество фекален материал е между 5-10 грама при солидна консистенция (размер колкото грахово зърно) или 3-5 мл притечна консистенция. Фекалната маса се събира от недезинфирани гърнета, подлоги и други, тъй като дезинфектантите допринасят за инактивиране на вирусите в пробата.

Пробите се съхраняват в много добре предпазен от изтиchanе фецес-контейнер (с капачка на винт и допълнително облепване сводонепроницаема лепенка) в хладилник при температура от +4° до +8°C за не повече от 72 часа от вземането и се транспортират в хладилни чанти с охладители.

Охладителите предварително са замразени при -20°C. Оптimalна температура за транспорт е 4-8°C. При транспорт на повече от една проба е необходимо да се вземат допълнителни мерки за предотвратяване изтиchanето на пробите и взаимното им контамиране.

Контейнера с пробата, заедно с попълненото направление за изследване, се предават в Столична РЗИ на адрес: София, ул. „Враня“ 20, ет. V, стая № 501 на дежурен епидемиолог.

## Інструкція для взяття проби фекалій на дослідження

Необхідна кількість фекалій для аналізу - 5-10 гр солідна консистенція (разміром зерна гороху) або 3-5 мл рідкої консистенції. Фекалій для аналізу треба збирати з недезінфікованих підносів та іншої посуди, тому що дезінфекція інактивує віруси і зменшує їхню кількість в аналізах.

Зразки аналізів фекалій зберігаються в щільно закритих контейнерах (гвинтовий ковпачок і додатково ізольовані водонепроникною стрічкою) в холодильнику при температурі +4° до +8°C не більше 72 годин від взяття матеріалу для дослідження і транспортується в термосумках з охолоджувачем. Охолоджувач попередньо заморожений при мінус 20°C. Оптимальна температура при перевезенні на матеріал за дослідження повинна бути 4 до 8°C. При транспорті більш як на одна проба необхідні і додаткові заходи, щоб запобігти розлиттю матеріала для дослідження.

Контейнери з пробами для аналізу передаються в СРЗІ разом з поповненим документом для надсилання зразків для дослідження за адресою: м. Софія, вул. „Враня“ №20, пов. 5, кабінет №501 - черговий епідеміолог.